


هر آنچه که

جهت دسترسی مغز استخوان به آن نیاز دارد...



سیستم بیوپسی و آسپیره مغز استخوان

ARROW OnControl



OnControl			
دراپور	OnControl	شماره کاتالوگ	تعداد
	9401		1
	9467-EU-006		1

سیستم بیوپسی مغز استخوان OnControl			
ARROW	سیستم سیستم بیوپسی، 11G	شماره کاتالوگ	طول (ملیمتر)
	9408-EU-006	102	1
	9411-EU-006	152	1

سیستم سوزن سیستم بیوپسی، 11G			
ARROW	سوزن سیستم بیوپسی، 11G	شماره کاتالوگ	طول (ملیمتر)
	9407-EU-006	102	1
	9402-EU-006	152	1

سیستم آسپیره مغز استخوان OnControl			
ARROW	سوزن سیستم آسپیره، 15G	شماره کاتالوگ	طول (ملیمتر)
	9425-VC-006	25	1
	9468-VC-006	68	1
	9490-VC-006	90	1

سیستم بیوپسی توده استخوانی OnControl			
ARROW	توده های بیوپسی	شماره کاتالوگ	گیج سوزن ها
	طول دسترسی (سانتی متر)	طول بیوپسی (سانتی متر)	
	11ga	9466-EU-001	6 10
	13ga	9464-EU-001	10 14
		9462-EU-001	15 19
	10ga	9463-EU-001	10 14
	12ga		

راحت. برای شما + بیمار شما.



نمونه های بزرگتر همراه با تجربه بهتر برای بیمار

نمونه های بیوپسی مغز استخوان به طول ۱/۷ سانتی متر
گرفته شده توسط سیستم OnControl با سوزن 11G

- نمونه های منسجم تر با کیفیت بهتر
- نمونه های حجمی بزرگتر، بلندتر و پهن تر
- ناحیه وسیع تر جهت تشخیص بهتر





این سیستم با ارائه راه حل های کلیدی، مشکلات مربوط به بیمار و پزشک را برطرف می سازد:

راحتی: عمل انجام شده توسط این سیستم، به منظور سهولت و راحتی هرچه بیشتر بیمار و همچین پزشک طراحی شده است.

بهره وری: با این سیستم، تلاش و زمان مورد نیاز برای انجام عمل به حداقل رسیده و اجازه تمکن پرسنل روی بیمار، جهت گرفتن خروجی بسیار عالی را می دهد.

موفقیت در عمل: این سیستم جهت داشتن عملی موفقیت آمیز، طراحی و می سازد. بینهایه شده است.



سیستم OnControl در زمینه دسترسی به مغز استخوان، یکی از مهمترین پیشرفت هایی دهه هامی باشد و سطح جدیدی از تکنولوژی را در عمل بیوپسی و آسپیره مغز استخوان معرفی می نماید. این سیستم دارای تأثیدیه FDA می باشد و برای بیمارانی که عمل های بیوپسی مغز استخوان دردناک و سخت را تجربه نموده اند راه حل سیار مناسبی است و زمان، درد و تلاش های مکرر چهت نمونه گیری را به حداقل می رساند.

با سیستم OnControl دیگر چهت گرفتن نمونه، نیازی به ورود سوزن به صورت دستی نیست. این سیستم، تمامی اجزای لازم جهت عمل بیوپسی مغز استخوان را به صورت ایمن و کنترل شده دارا می باشد. سیستم OnControl سطح استاندارد عمل های بیوپسی و آسپیره مغز استخوان را در مراکز سرطان بالا می برد و همچنین آرامش و تجربه بیمار را نیز ارتقاء می بخشند.

زمان و موفقیت عمل، از جمله مواردی است که در دردی که بیمار طی پروسه بیوپسی مغز استخوان متحمل می شود، مؤثر است. با سیستم OnControl زمان عمل، کوتاه و دقت عمل، بهینه می شود و درد بیمار به حداقل میزان خود می رسد.

سیستم OnControl دارای سست سوزن ویژه و درایور با پاتری لیتیومی می باشد که سرعت و ایمنی این سیستم بسیار مورد استقبال بیماران است. این سیستم برای تمامی بیماران از جمله افراد زیر مناسب می باشد:

- بیماران با سابقه تجربه عمل های بیوپسی دردناک و سخت
- بیماران با کوتکس استخوانی سخت
- بیمارانی که در معرض شکستن استخوان لگن و یا دارای پوکی استخوان هستند.

